



PROTOCOLLO UNIQA TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE



Step 1. PREPARAZIONE DEL VISO

Detergere il viso con UNIQA OLIO GEL DETERGENTE IDRATANTE.

Erogare 6 dosi di gel, pari a circa 1,40 ml, distribuirlo su viso, collo e décolleté e procedere con un leggero massaggio; il gel si trasformerà in olio.

Inumidire quindi i polpastrelli delle mani e continuare il massaggio fino al momento in cui l'olio non si sarà trasformato in latte.

Asportare i residui di prodotto con l'ausilio di lavette monouso e terminare la deterzione asciugando il viso con l'aiuto di una lavetta in cotone preriscaldata.




Step 2. ESFOLIAZIONE

Con l'aiuto di un pennello a ventaglio stendere su viso, collo e décolleté un generoso strato di UNIQA PEELING Enzimatico e lasciare in posa.

Trascorsi 8/10 minuti inumidire i polpastrelli delle mani e massaggiare con movimenti circolari per alcuni minuti.


Infine, asportarne accuratamente i residui con l'ausilio di lavette monouso.



Step 3. FASE PRELIMINARE E DISTRIBUZIONE UNIQA SIERO RISTRUTTURANTE

Stendere un asciugamano preriscaldato sotto il capo della cliente. Afferrare le estremità dell'asciugamano e sollevare il capo della cliente per effettuare delle trazioni cervicali con movimenti a dondolo. Eseguire la manovra per alcuni secondi. Quindi avvolgere l'asciugamano come un turbante sul capo della cliente.

Erogare 5 dosi, pari a 1,5 ml, di UNIQA SIERO RISTRUTTURANTE e distribuirle con manualità a ventaglio partendo dal décolleté per poi proseguire su collo e viso.




APERTURA STAZIONI LINFATICHE

Erogare ulteriori 5 dosi, pari a 1.5ml, di UNIQA SIERO RISTRUTTURANTE e iniziare il massaggio partendo dal décolleté.


Eseguire le manovre con manipolazioni leggere e lente.

1. Apertura del cavo ascellare: eseguire 5 pompaggi posizionando il palmo delle mani sulle spalle e i polpastrelli nell'incavo.
2. Apertura del terminus: eseguire 5 pompaggi mantenendo il palmo delle mani sulle spalle e spostando i polpastrelli alla base del collo in corrispondenza delle fosse clavicolari.
3. Apertura dell'angulus: eseguire 5 pompaggi spostando i polpastrelli sulla mandibola della cliente; eseguire i pompaggi con movimenti circolari antiorari.
4. Scaricare lungo lo sternocleidomastoideo per 2 volte.




MANOVRE DI SCOLLAMENTO DELLA GUANCIA

1. Con le dita a ragno eseguire la manovra, andata e ritorno per 2 volte, partendo dal lato della bocca per arrivare all'orecchio.
2. Puntare l'indice a metà della mandibola e trascinarlo fino alla base dell'osso zigomatico; alternare l'indice al medio e l'anulare insieme per 4 volte.




3. Avvolgere la guancia con il palmo della mano posizionando il pollice alla base dell'angolo interno del contorno occhi e le punte delle dita alla base della mandibola; ruotare in maniera alternata le mani dall'interno verso la zona temporale per 2 volte.




MANOVRE DI SCOLLAMENTO E DISTENSIONE


1. Puntare gli indici nella zona temporale ed eseguire per 2 volte movimenti a 8 tra la tempia e lo zigomo; è possibile aiutare il movimento posizionando i pollici sulla fronte della cliente.
2. Eseguire lo sfioramento laterale delle ali nasali; eseguire la manovra per 3 volte alternando indice e medio dalla narice verso la zona sinusale.
3. Eseguire il pompaggio delle sopracciglia pinzandole con pollice e indice; eseguire la manovra per 1 volta dall'interno verso la fine della sopracciglia ed eseguire 2 movimenti ad 8.




4. Puntare gli indici sulla ruga glabellara ed eseguire una serie di S sino all'attaccatura dei capelli.
5. Con entrambi i pollici eseguire un movimento a rullo partendo dal centro della fronte verso l'esterno; eseguire la manovra andata e ritorno 1 volta per parte.



6. Eseguire 1 movimento a farfalla dal mento verso la fronte, a questo punto ruotare le mani e scendere lateralmente le ali nasali; terminare la manovra con un pompaggio sotto al mento.



7. Scollamento delle rughe naso geniene e drenaggio dell'osso zigomatico.



CONCLUSIONE DEL MASSAGGIO

1. Allungamento a trazione del tratto cervicale facendo passare le mani sotto le scapole verso il collo.
2. Scollamento del lobo auricolare con le dita a forchetta.
3. Appoggiare i palmi delle mani su spalle e sterno della cliente ed eseguire movimenti di relax sul décolleté della cliente.



Step 4. APPLICAZIONE UNIQA MASCHERA RISTRUTTURANTE

Applicare UNIQA MASCHERA RISTRUTTURANTE facendola aderire perfettamente su viso e collo con un leggero movimento a pressione e lasciare in posa per 15/18 minuti. Una volta rimossa la maschera, se necessario, massaggiare il viso fino a completo assorbimento degli attivi.



Step 5. APPLICAZIONE UNIQA HYALURONIC

Terminare il trattamento con l'applicazione di una Monodose di UNIQA HYALURONIC. Massaggiare con movimenti stimolanti a farfalla fino a completo assorbimento.



Step 6. IL TRATTAMENTO CONTINUA A CASA

Per massimizzare l'efficacia è fondamentale consigliare alla cliente di combinare le sedute con il percorso domiciliare.

Per UNIQA TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE consigliamo:

- UNIQA PEPTIDE TENSOR per il mattino
- UNIQA NIGHT o AGE+ per la sera